


CLHP

Page en cours de construction

Matériel (Marque)	Caractéristiques	Personne ressource	Applications
CLHP-DEDL Varian 	Détecteur à diffusion de lumière S.E.D.E.R.E. (Sedex 55) Pompe 9012 Logiciel Star Varian 4.51	NERON Stéphane 01 40 27 24 95	Dosages : - lipides - phospholipides - glycolipides
CLHP-DEC Varian 	Détection électrochimique: Eldec (Chromatofield), ou Coulochem II (ESA) Pompe 9012 Logiciel StarVarian 4.51	RAKOTOZAFY Lalatiana 01 40 27 22 49	Dosages : - de l'acide ascorbique - d'acides aminés et de peptides possédant une fonction thiol ou disulfure - de composés phénoliques - de peroxydes
CLHP-PDA Varian 	Détecteur à barrette de photodiodes (Modèle 330-Varian) 1 Pompe ProStar 230 1 Passeur d'échantillons (ProStar 410) Four à colonne Gecko 2000 Logiciel Star Varian 6.2	GARCIA Rebeca 01 58 80 86 16	
CLHP-UV-fluo Varian 	Double détection: - Fluorimètre Varian Modèle 360 - Spectrophotomètre UV-Vis Varian modèle 9050 - Pompe 9012 - Logiciel Star Varian 4.51	BOUSSARD Aline 01 58 80 84 72 et RAKOTOZAFY Lalatiana 01 40 27 22 49	
Système Dionex 	- Double détection : Détecteur à barrette de photodiodes 3000(Dionex) Détecteur à fluorescence RF 2000 - Injecteur automatique + compartiment à colonne thermostaté (ACC-300T)- -Logiciel Chromeleon	RAKOTOZAFY Lalatiana 01 40 27 22 49	
Système Waters 	- Détecteur à barrette de photodiodes (Waters 996) - Réfractomètre (Waters 2414) - Logiciel Millénium	BILLAUD Catherine 01 40 27 29 59	