

FPLC

Matériel (marque)	Caractéristiques	Personne ressource	Applications
FPLC (Amersham Pharmacia Biotech) 	Contrôleur LCC 501 Système de double pompe (Pompe P5000) Equipé du logiciel FPLC Director Version 1. Conductimètre Détecteur UV (UV-MII) 254 et 280 nm	BOUSSARD Aline 01 58 80 84 72 et GARCIA Rebeca 01 58 80 86 16	Tous types de chromatographies liquides applicables aux protéines et aux peptides

<https://iaa.cnam.fr/equipe/fplc-42585.kjsp?RH=biochpres>